

ADVIA120/2120/2120i Hematology System Preventive Maintenance Check List

顧客名 _____

機器シリアルナンバー _____

手順

Autosampler

- ☐ センタリングカラーの清掃
- ☐ ニードルの交換
- ☐ V43、V44、V45 ラインのチューブ交換 (UFC カップラープレートとともに)
- ☐ V43 ラインのチェックバルブ交換 (UFC カップラープレートとともに)
- ☐ アスピレーションメカの清掃
- ☐ ミキサーバーコードのチェック、必要があれば交換

Hydraulics

- ☐ ハイドロリックバルブ内部の清掃
- ☐ プランジャーの交換
- ☐ サンプルシリンジ、シースシリンジのフィッティングの清掃
- ☐ シースフィルター交換
- ☐ フローセルの洗浄
- ☐ フローセルのチューブの交換
- ☐ ドレインフィルターの交換 (UFC カップラープレートとともに)

Manual samplers

- ☐ オープンチューブサンプラーのプローブ交換
- ☐ MOTS のフィッティングと内部の清掃
- ☐ センタリングカラーとニードルベースの清掃
- ☐ ニードル交換
- ☐ セレクターバルブフィッティングの交換
- ☐ クロットフィルターの交換
- ☐ V3、V4、V46 チューブの交換 (UFC カップラープレートとともに)
- ☐ V3 ラインのリストリクター交換 (UFC カップラープレートとともに)

Pneumatics

- ☐ コンプレッサーサービスキット交換
- ☐ バキュウムフィルター交換

Tubing

- ☐ ディフォーマーチューブ交換 (UFC カップラープレートとともに)
- ☐ 全てのチューブの目視チェック。必要あれば交換

交換したチューブを記入:

UFC

- ☐ Peroxチャンバー洗浄
- ☐ ベントライン、シャトルチャンバー、リアクションチャンバー洗浄
- ☐ フィッティングの洗浄
- ☐ シェアバルブ洗浄
- ☐ UFC流路洗浄
- ☐ オーバーフローボトル洗浄
- ☐ サンプルシェアバルブの調整確認

Miscellaneous

- ☐ ダイアフラムポンプ確認
- ☐ エアフィルター清掃
- ☐ 試薬ストローフィルター交換
- ☐ Perox3ラインのチェックバルブ交換
- ☐ HGBラインのチェックバルブ交換
- ☐ Perox2ラインのチェックバルブ交換
- ☐ ウェストマニフォールドラインのチューブの清掃
- ☐ 廃液チューブの交換
- ☐ 小バキュシドフィルター、必要があれば交換
- ☐ コンピュータ、モニター、プリンターの清掃
- ☐ システムWash実施
- ☐ セレクターバルブの調整確認
- ☐ 分析器のパフォーマンス確認

その他コメント

サービスエンジニア名

サイン/日付
