

定期点検結果

株式会社根本杏林堂
カスタマーサービス部
フリーダイヤル:0120-88-3981

施設名		設置場所	
		設置年月日	
住所		電話番号	
製品名		製造番号	

No.	構成品(付属品含む)	判定		
1	ヘッド	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
2	コンソール	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
3	メインユニット	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
4	ケーブル	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし

No.	ヘッド支持部	判定		
5	フロアスタンド	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
6	天井懸垂アーム	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
7	カテスタンド	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし

No.	精度・安全性	判定		
8	注入精度	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
9	安全機能	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
10	電気安全性	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし

No.	オプション	判定		
11	漏れ検知サポートシステムLD	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし
12	CE エビデンス	<input type="checkbox"/> 合	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 該当なし

No.	定期交換部品	確認		
13	定期交換部品の交換	<input type="checkbox"/> 実施	<input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> 交換なし
	定期交換部品名 Syringe Sensor基板・シリジセンサー・キーシートA・キーシートB・キーシートC・ヒューズ 8A 250V 即断型・点検実施済ラベル LMT RLY-LMT ASSY/B ASSY・FFC(P1.25/9芯/170mm)・B BTN-Standby Start BTN FFC FFC1(P0.5/12芯/40mm)・Standby Start BTN-A BTN FFC・FFC2(P0.5/8芯/55mm) A BTN-Stop BTN FFC・FFC3(P0.5/8芯/25mm)・グリップシート・小径プランジャ用フックASSY			

特記事項 <input type="checkbox"/> あり ・ <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 保守点検		<input type="checkbox"/> その他
	<input type="checkbox"/> スポット点検		()
	点検日		作業時間 (分)
	開始終了 時間	: ~ :	
	担当者		
	総合判定	<input type="checkbox"/> 合 ・ <input type="checkbox"/> 否	
ご確認・署名			

MR 造影剤注入装置 ソニックショット 7
定期点検測定結果

株式会社根本杏林堂
カスタマーズサービス部
フリーダイヤル:0120-88-3981

製造番号		実施日		担当者	
使用計測器登録番号	メスシリンダ	圧力計	絶縁抵抗計	漏れ電流計	

注入時間・注入量						
	ヘッド	シリンジ	速度・量 (mL/sec・mL)	測定結果/規格値		
				注入時間(sec)	注入量(mL)	
1	A 側	オムニスキャン	1.5/15	/9~11	/14~16	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
2		マグネビスト 20	2.0/20	/9~11	/19~21	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
3		マグネビスト 15	1.5/15	/9~11	/14~16	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
4		マグネビスト 10	1.0/10	/9~11	/9~11	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
5		フリモビスト	1.0/10	/9~11	/9~11	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
6		プロハンス	2.0/16	/7~9	/15~17	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
7		カトビスト	1.0/10	/9~11	/9~11	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
8	B 側	Nemoto 60	2.0/30	/14~16	/29~31	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
オプション						
9	A 側	マグネスコブ	2.0/20	/9~11	/19~21	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
10		Nemoto 20	2.0/20	/9~11	/19~21	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
11		Nemoto 60	2.0/30	/14~16	/29~31	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
12	B 側	Nemoto 20	2.0/20	/9~11	/19~21	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
圧力制御						
	ヘッド	シリンジ	リミット設定 (PSI)	測定結果/規格値		
				制御圧(PSI)	調整した場合のみ記入	
13	A 側	オムニスキャン	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
14		マグネビスト 20	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
15		マグネビスト 15	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
16		マグネビスト 10	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
17		フリモビスト	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
18		プロハンス	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
19		カトビスト	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			150	/135~165	登録値:	
20	B 側	Nemoto 60	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否
			150	/135~165	登録値:	
オプション						
21	A 側	マグネスコブ	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			100	/85~115	登録値:	
22		Nemoto 20	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			150	/135~165	登録値:	
23		Nemoto 60	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			150	/135~165	登録値:	
24	B 側	Nemoto 20	50	/35~65		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			150	/135~165	登録値:	
電気安全性試験						
25	絶縁抵抗値 規格値:10MΩ以上			測定結果(Ω)		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			コンソール	L-PE	N-PE	
			メインユニット	L-PE	N-PE	
26	接地漏れ電流値 規格値:正常状態 0.5mA 以下 単一故障 1.0mA 以下			測定結果(mA)		<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 調整 <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし
			コンソール	正常状態	単一故障	
			メインユニット	正常状態	単一故障	