



# AW ワークステーション(AW4.3～AW4.7) 定期点検チェックリスト

お客様情報

お客様名

サービス記録#:

システム番号/シリアル番号

お客様機器名称:

サービスマニュアル文書番号:

ソフトウェアバージョン:

点検周期:

フォームの状態: ☐完了☐未完了

開始日

年/月/日

国

モダリティ

AW

AW ワークステーション チェックリスト

定期点検整備（PM）を開始する前に、点検周期の詳細をご確認ください:

- AW 4.3 ～ AW4.7 Ext.16紙の形式で入手可能なAWワークステーションサービスマニュアル、またはAW Service Toolsのドキュメントリンクにあります。

- AW 4.7 Ext.18以降SIMS Content Viewer の AW Workstation Service Manualにあります。

現場で点検を実施する際は、すべての安全ガイドライン（LOTOを含む）に適切に従っていることを確認してください。

項目	手順参照/ヒント	結果	コメント
SIMSコンテンツビューアーから <b>本点検フォームの最新バージョン</b> をダウンロードしてください。	BBCFL0444	<div></div>	<div></div>

項目	手順参照/ヒント	結果	コメント
本機のHW構成における最新のAWソフトウェアと購入済みのアプリケーションがインストールされていることを確認してください。	最新のアプリケーションバージョンを特定するには、SIMS Content ViewerのAW Compatibility Matrixを参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW ワークステーションのマシントップとメモリスizesを記録してください。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Identification のステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Hardware のステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Partitions のステータスが赤でないこと。	(AW4.4 以前) JC TSG003。 (AW4.5 以降) JC PM004。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Environment Configuration のステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Queue Status のステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>
AW System Healthpageの確認: Subsystem Status のステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>

項目	手順参照/ヒント	結果	コメント
AW System Healthpageの 確認：Networkのステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
AW ワークステーション 時間/タイムゾーン、稼働時間 および 再起動の頻度を確認します。(注意: 稼働時間が100日を超える場合は、ワークステーションを再起動する必要があります。)	Basic Linux Procedureの項を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
(AW4.7 以降) SSL 自己署名証明書の有効日付を確認します。期限が一年以内に切れる場合は、更新する必要があります。	Renewal of AW host digital certificateの項を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
AW ワークステーションのファイアウォールステータス = On (オン)であることを確認します。ファイアウォールステータス = Off (オフ)の場合は、オンに設定する必要があります。	(AW4.4 以前) 第10章を参照してください。 (AW4.5 以降) JC PM002を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
AW ワークステーションのAnti-Virusのステータスを確認します。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
AW ワークステーションのバッテリー状態とBIOS 時刻設定を確認します。	(AW4.4 以前) 第10章を参照してください。 (AW4.5 以降) JC PM005を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
AW System Healthpageの 確認：CD/DVD リーダーのステータスが赤でないこと。	(AW4.5 以前) Admin > Display configuration を選択してください。 (AW4.6 以降) Healthpage を使用してください。詳細は、JC PM004 を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
プリンタの接続をチェックし、フィルミング動作を確認します。	(AW4.4 以前) 第10章を参照してください。 (AW4.5 以降) JC PM003を参照してください。	<input type="checkbox"/>	
システムのパスワードは、デフォルト値から変更されていますか？	(AW4.6 以前) Changing "USER" Passwordの項。 (AW4.7 以降) JC TSG014 を参照してください。	<input type="checkbox"/>	

項目	手順参照/ヒント	結果	コメント
関係者へのパスワードの 変更の通知：service, OLC, 他のFE	(AW4.6 以前) Changing "USER" Passwordの項。 (AW4.7 以降) JC TSG014 を参照してください。	<div>▼</div>	
System Configurationの 保存。	(AW4.4 以前) 第10章を参 照してください。 (AW4.5 以降) JC PM002を 参照してください。	<div>▼</div>	
点検を行うごとにAWCCT ウェブサイト新しい設 定ファイルをアップロー ドしてください。最新の 設定ファイル (config.txt)をAWCCT ウ ェブサイト ( https://awcct.gehealthcare.cc にアップロードします。 新しい設定ファイルのア ップロードは必須条件で す。	(AW4.4 以前) SNAW3010 を参照してください。 (AW4.5 以降) JC PM002を 参照してください。	<div>▼</div>	

コメント・ツール・添付ファイル

コメント 文字 2000

使用ツール

ツール詳細

シリアル番号

バーコード

校正期限日

年 /月 /日

追  
加

添付ファイル

ファイル選択 選択されていません

GE 担当者

作業者数

1

▼

名前:

SSO # :

サービス記録#

完了日

フォームの完了 ☐

年 /月/日

お客様署名

☐ Yes ☒ Not Required

フォームの送信

現在のフォームを保存

フォームの検証

フォームの消去

Document Number: BBDNM0444    Revision: 3