

Advantage Workstation 定期点検整備記録

お客様名	
システム番号	
機種名	
点検種類	
作業者	
点検開始日	
点検終了日	
デイスパッチ	
代表デイスパッチ	



GE Healthcare

Advantage Workstation 定期点検整備記録

1. 外観検査

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	ケーブル・コネクター状態チェック			○	○
2A	モニター・CPU box・キーボードの清掃			○	○
2B	マウスの清掃			○	○
2C	フロッピーディスクドライブの清掃		(FDDがある場合のみ)	○	○
3	薬事銘板・EMC注意ラベルのチェック			○	○

2. システム検査

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	モニターの確認			○	○
2	ファンの動作確認			○	○
3	Log Fileのメッセージ確認			○	○
4	ディスクスペースの確認		%	○	○

3. ファイルクレンジング

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	Core Fileの清掃			○	○
2	Filing Fileの清掃			○	○
3	Log Fileの清掃			○	○
4	File Systemの清掃			○	○
5	HP Diagnosticsの実施			○	○

4. DPMS (Display Power Management Signaling)

<input type="checkbox"/> 設定ON		<input type="checkbox"/> 設定OFF	<input type="checkbox"/> 対象外		
No	点検項目		結果	備考/測定値	通常
1	DPMS設定の有無				○
2	DPMS設定				○

<整備内容> 異常なし: V 調整: A 修理: R 補充: F 増し締め: T
交換: E 清掃: C 給油: O 測定: M DATA保存: S 該当なし: -
※結果が該当なしの場合は測定値入力欄は空欄可



GE Healthcare

デバイスパッチNo.

5. バックアップ

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	Configuration Backup			○	○
2	System Software保管確認			○	○

6. バッテリー検査

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	System Battery		V	○	○
2	UPS Battery		(UPSがある場合のみ)	○	○

7. オプション

No	点検項目	結果	備考/測定値	通常	12
1	Codronics Printer 動作確認・調整			○	○
2	CD/DVDドライブの清掃・動作確認			○	○
3	MODドライブの清掃・動作確認			○	○
4	DASM 清掃・動作確認			○	○
5	DICOMプリント動作確認			○	○
6	Software Optionの動作確認			○	○

使用測定器(校正対象測定器を使用の場合は、全て下記に記入のこと)

機器名	メーカー/型名/Serial No	検定有効期限
デジタルマルチメータ		

Software Version

補記